

С Sophono удивительное становится привычным

Вы не поверите, насколько необычной станет ваша жизнь, когда вы впервые включите свою слуховую систему. Вы услышите новые звуки, лучше почувствуете связь с окружающим миром и заживете в режиме стерео. Но наиболее полноценно наслаждаться жизнью вы сможете через несколько недель, когда «слышать нормально» станет для вас естественным, – в день, когда вы забудете, что носите это устройство. И всю дальнейшую жизнь вы не будете испытывать проблем, присущих большинству людей с нарушением слуха, и будете наслаждаться каждым днем так же, как человек с «нормальным слухом». Добро пожаловать в мир Sophono, где удивительное становится привычным.

Продукция Sophono предназначена для пациентов с кондуктивной тугоухостью, некоторыми формами смешанной тугоухости и для пациентов с односторонней сенсоневральной глухотой. Импланты разработаны для пациентов в возрасте старше 5 лет, жесткие и мягкие оголовья – для пациентов всех возрастов..



Более подробная информация - на www.sophono.com
Остались вопросы? Найдите ближайший офис «Медтроник» на сайте www.medtronic.com/contact-us

Компания «Софоно» (Sophono) – ведущий мировой производитель магнитных слуховых систем костной проводимости
В настоящее время входит в состав компании «Медтроник» (Medtronic)

Sophono и «Лидер среди магнитных слуховых аппаратов костной проводимости» являются товарными марками ООО «Медтроник» (Medtronic, Inc.)
© Авторское Право 2016 ООО «Медтроник» (Medtronic, Inc.).
Все права защищены. SO778-00 Ред В., UC2016 07806 Ред В.



теперь входит в

Medtronic

ООО «Медтроник»
123317, Москва
Пресненская набережная, д. 10, стр. С
Тел.: +7 (495) 580-73-77
Факс: +7 (495) 580-73-78



Официальный дистрибьютор в России
ЗАО «Ван Моурик Медикал»
109316, Москва, Волгоградский проспект, 47
Тел.: +7 499 346 08 06 (доб. 103)
Факс: +7 499 346 08 06 (доб. 111)
e-mail: irina@van-mourik-medical.com
Официальный сайт: www.van-mourik-medical.com

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЯ

**самый маленький имплант,
оснащенный небольшим
легким процессором**



теперь входит в

Medtronic



Действительный размер магнитного импланта

Самый маленький имплант костной проводимости без опорного элемента, представленный на рынке

Наиболее важным показателем любого слухового аппарата является то, насколько хорошо вы слышите при его использовании. Кроме того, решающее значение имеют следующие факторы:

- + Тип импланта.** Импланты Sophono устанавливаются под кожу. В отличие от них, опорные системы имеют видимые штифты, выступающие из черепа.
- + Безопасность импланта.** Более 4000 пациентов используют имплант Sophono как безопасную альтернативу имплантам с большей степенью инвазивности.⁴
- + Комфортабельность.** Благодаря системе Patient-Controlled Comfort™ от Sophono вы можете регулировать силу притяжения магнитной пластинки Attract® к голове, определив удобное для вас значение силы притяжения, а также менять магнитные пластинки в соответствии со степенью физической активности.

¹ Валидационное испытание батареи Sophono

² Марселла П., Скорпеччи А., Валларино М.В., Ди Фьоре С., Пасифико К. Применение изделий Sophono среди пациентов детского возраста: Опыт итальянского центра высокоспециализированной помощи. Отоларингология – Хирургия головы и шеи 2014 г. апрель 8:1 51(2):328-332

³ Денуайель Ф., Кудер С., Тьерри Б., Пароди М., Маццаски О., Вико Э., Тессье Н., Лундон Э.Н., Гарабедян Э. Реабилитация слуховой функции с помощью подкожного импланта Sophono Alpha1, фиксируемого в кости: результаты проспективного исследования среди 15 детей с ушной атрезией. Представлено на заседании Политцеровского общества, Анталия, Турция; 16 ноября 2013 г.

⁴ Сентрик А. и Кеннупати С.К. Использование слуховых аппаратов без опорного элемента, фиксируемых в кости, среди детей: первые результаты и опыт – Международный вестник детской отоларингологии 2014 г.

+ Внешний вид. Процессоры Sophono небольшие, плоские и могут быть скрыты под волосами. Они выпускаются в четырех элегантных цветовых решениях, также для них выпускаются наклейки Skinit.

+ Значительное улучшение слуха. Лучшее понимание речи и повышение качества жизни.^{2,3}


+ Слуховая система без опорного элемента.

На голове пациента нет выдающихся опорных элементов, требующих ежедневной очистки.

+ Самый маленький магнитный имплантат, представленный на рынке. Имплант скрыт под кожей и отличается беспрецедентно низким риском возникновения заболеваний кожи.

+ Небольшой плоский процессор. Компактное устройство может быть скрыто под волосами.

+ Срок работы батареи около 2 недель без подзарядки.¹ Удобно и недорого в обслуживании.
+ Простая амбулаторная хирургическая операция. Вы сможете начать пользоваться аппаратом через четыре недели после операции.³



На рисунке: Sophono® Alpha 2 MPO™ с максимальной выходной мощностью 120 дБ

Полностью программируемая цифровая слуховая система, имеющая следующие характеристики:

- + 8 каналов.** 16 частотных полос, 4 программы
- + Двухнаправленная микрофонная система** усиливает звук, поступающий впереди вас, и уменьшает фоновый шум.
- + Автоматическое подавление шума.**
- + Прямой аудио вход для FM-приемников,** музыкальных плееров и мобильных телефонов.

Доступен в 4 элегантных цветовых решениях ...



... И С БЕСПЛАТНОЙ НАКЛЕЙКОЙ SKINIT®

Бесплатно на Skinit.com / Sophono